

Création le	08/12/2020	Page 1 sur 2
Par	Laurent DIAZ : Resp Qualité	ENR18

1° Renseignements concernant le client :

Nom de l'établissement : _____

Adresse : _____

Personne à contacter : _____

Téléphone : _____

Mail : _____

Fax : _____

2° Renseignements concernant l'endoscope :

Modèle : _____ Numéro de série : _____


L'endoscope a-t-il été nettoyé ? oui nonL'endoscope a-t-il été désinfecté ? oui non

Suite à la circulaire n°2003-591 du 17 décembre 2003 relative à la désinfection des endoscopes non autoclavables, voici les précautions à prendre si votre **endoscope n'est pas étanche** :

- 1 Nettoyer l'endoscope à l'aide de lingettes désinfectantes
- 2 Souffler tous les canaux afin de supprimer toutes souillures
- 3 Mettre l'endoscope dans une protection plastique avant de le mettre en valise
- 4 Indiquer clairement sur la fiche de demande de réparation que l'endoscope n'est pas désinfecté

Création le	08/12/2020	Page 2 sur 2
Par	Laurent DIAZ : Resp Qualité	ENR18

3° Défaut(s) constaté(s) : indiquer d'une croix le ou les défauts constatés



4° Description de la panne :

Date :/...../.....

Signature : _____